

Varenummer 220659

## Filmforbinding, Tegaderm Film, 4,4x4,4cm, transparent, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fremragende klæbeevne
- ✓ Nem at applicere
- ✓ Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- ✓ Risiko for maceration nedsættes
- ✓ Nem at fjerne



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af diverse sårbandager og IV-katetre, samt til beskyttelse af hud, hvor denne er udsat for friktion. Består af en tynd, transparent, semipermeabel, elastisk film, med et rammesystem, der letter appliceringen. Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus. Kan anvendes i op til 7 dage.



STERILE



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Film
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, acrylatklæber
Længde/dybde	4.4 cm
Bredde	4.4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	20.5 cm	15.8 cm	12.2 cm	50707387807783
æske	100 stk	14.9 cm	5.3 cm	9.5 cm	707387807795
stk	1 stk				707387807788



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.