



Varenummer 220662

## Filmforbinding, Tegaderm Film, 11,5x10cm, transparent, oval, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fremragende klæbeevne
- ✓ Nem at applicere
- ✓ Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- ✓ Risiko for maceration nedsættes
- ✓ Nem at fjerne



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af diverse sårbandager og IV-katetre, samt til beskyttelse af hud, hvor denne er udsat for friktion. Består af en tynd, transparent, semipermeabel, elastisk film, med et rammesystem, der letter appliceringen. Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus. Kan anvendes i op til 7 dage.



STERILE



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Filmforbinding                                                                   |
| Varemærke                        | Tegaderm                                                                         |
| Vareserie                        | Film                                                                             |
| Sekundær farve                   | Transparent                                                                      |
| Features                         | Oval, latexfri, steril                                                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR, acrylatklæber                                                               |
| Længde/dybde                     | 11.5 cm                                                                          |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kl    | 200 stk    | 20.6 cm | 14.7 cm | 13.7 cm | 50707387807844 |
| pk    | 50 stk     | 20 cm   | 15.3 cm | 3.2 cm  | 707387807856   |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 707387807849   |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.