



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ 1633

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ 1633 til PVK-fiksering er en speciel designet forbindelse til perifere venekatetre. Produktet består af en tynd polyuretan film med en blød tekstilkant og sterile strips til fiksering af kateterudstyr. Se Dansk Standard: Hygiejnestandard DS-2451-3

Egenskaber:

- Specielt design gør det nemmere at fiksere PVK-katetre
- Sterile strips for bedre fiksering af kateterudstyr
- Blød tapekant giver bedre patientkomfort
- Giver en sikker barriere imod udefra kommende væsker, bakterier og virus*
- Fungerer som badeplaster
- Semipermeabel
- Stabiliserer kateteret og fikserer det effektivt
- Tillader daglig inspektion af indstikssted

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Fordele:

- Sikker fiksering af katetre
- Specielt design for bedre patientkomfort

Indikationer:

- Perifere venekatetre

OBS: Anvendelse af enhver forbindelse til fiksering af forskellige katetre bør indgå i en veldefineret protokol for kateterbehandling til forebyggelse af infektion.





Brugsvejledning:

- Fjern "vinduet" med de 2 sterile strips
- Fjern lineren på den klæbende side
- Placér den transparente del over indstiksstedet
- Fiksér kanylens vinger med forbindingsens tapedel
- Tryk forbindingen plads mens rammen fjernes
- Anvend de sterile strips til fiksering af kateter og/eller slanger
- Noter navn og dato på den mikroporøse etiket, og klæb den på forbindingen og på huden
- Sikker og vandtæt fiksering

Deklaration:

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber
- Forstærkede del og tape strips: Polyester fibre



Bestillingsinformation

3M™ Tegaderm™ 1633

Varenr.:	Størrelse i cm	Antal/æske	Æsker/karton
1633	7 x 8,5 cm	100	4