



Varenummer 220680

Alginat, Tegaderm Alginate, 5x5cm, uden klæber, latexfri, steril

- ✓ Høj absorptionsevne
- ✓ Effektiv i længere tid
- ✓ Blød og smidig
- ✓ Kan fjernes i et stykke
- ✓ Opretholder et fugtigt sårmiljø



Produktbeskrivelse

Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper. Alginatet absorberer sårveske og omdannes til en fugtig gel, der nemt kan fjernes. Kan klippes i. Fikses med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alginat
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Alginate
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Alginat hydrofilpolymer
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	27.4 cm	17.3 cm	12.2 cm	50707387446432
pk	10 stk	9.2 cm	2.5 cm	15.1 cm	8711428064643
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt