



Varenummer 220691

Skumbandage, Tegaderm HP Foam, 4-lags, 8,8x8,8cm, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ 4-lags skumbandage
- ✓ Justerer sugeevne efter sårsekret
- ✓ Til minimal-kraftigt væskende sår
- ✓ Kan bruges som primær eller sekundær forbindelse
- ✓ Kan sidde op til 7 dage og klippes til



Produktbeskrivelse

Tegaderm HP Foam er en 4-lags skumbandage som har en kraftig, justerbar sugeevne, som tilpasser sig skiftende mængder sårsekret og nedsætter risikoen for maceration. Har en høj fordampningsevne, der sikrer en optimal fugtbalance i såret. Kan anvendes som primær eller sekundær forbindelse fra minimal til kraftigt væskende sår. Sårforbindingen justerer hele tiden sugeevne efter sårsekrets mængde. Kan blive siddende i op til syv dage. Hyppigheden af forbindelsesskift afhænger af sårtypen, mængden af sårsekret og den kliniske situation. Forbindingen kan bruges som en absorberende topforbinding over sårcaavitetsmaterialer som f.eks. alginater eller gelfiberbandager. Kan klippes til efter behov alt efter sårets størrelse og konturer. Hvis hele sårforbindingen dækkes med okklusiv tape, kan det nedsætte permeabiliteten af den øverste topfilm. For at bevare fordampningsevnen, er det kun kanterne af forbindingen, der må tapes, ligesom en billedramme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	HP Foam
Features	U/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-skum, superabsorberende nonwoven, PUR-film
Længde/dybde	8.8 cm
Bredde	8.8 cm
Antal lag	4-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	41 cm	23.4 cm	16.6 cm	50707387807257
pk	10 stk	20.7 cm	21.8 cm	7.8 cm	707387807269
stk	1 stk				707387807252



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er sterilt