



Varenummer 220693

Skumbandage, Tegaderm Foam Adhesive, 8,8x8,8cm, firkantet, u/klæbende kontaktlag, m/filmklæb, latexfri, steril

- ✓ Hurtig absorberende
- ✓ Væske-, bakterie- og virusbarriere
- ✓ Nem at fjerne fra følsom hud
- ✓ Blød og behagelig skum



Produktbeskrivelse

Tegaderm FoamAdhesive er en blød polyuretanskum med kraftig absorption og høj fordampningsevne. Midte af ekstra absorberende materiale, yderside af film. Anvendes til let til kraftigt væskende sår. Klæbekant af film, nem at applikere grundet det unikke edderkoppe applikeringsystem. Væske- og bakterietæt. Kan sidde i op til 7 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Foam Adhesive
Features	Firkantet, u/klæbende kontaktlag, m/filmklæb, latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	PUR-skum belagt med PUR-film, PAer
Længde/dybde	8.8 cm
Bredde	8.8 cm
Størrelse på sårpude	5 x 5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	37.5 cm	26.8 cm	15.6 cm	4064035036720
pk	10 stk	24.6 cm	18.4 cm	7.3 cm	4064035036683
stk	1 stk				4064035036669



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt