



Varenummer 220699

Kortstræksbind, Coban, 4,6m x 2,5cm, beige, selvhæftende, latex, usteril

- ✓ Selvhæftende
- ✓ Hindrer ikke hudens normale funktioner - huden kan ånde frit
- ✓ Løsner ikke ved bad og tørrer hurtigt
- ✓ Kan klippes til ønsket længde



Produktbeskrivelse

Coban selvhæftende kompressionsbandage anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens. Velegnet sammen med zinklimbandager. Kan sidde i flere dage. Kan endvidere anvendes som elastisk og sikker fiksering af diverse bandager, gipsskiner m.m. Er meget luftgennemtrængelig



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Coban
Sekundær farve	Beige
Features	Selvhæftende, latex, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester, spandex elastikgarn, naturlig latex, farevmpigmentering
Længde/dybde	4.6 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	32.5 cm	20.5 cm	15 cm	68711428074705
pk	5 stk	6 cm	6 cm	12.5 cm	68711428074705
stk	1 stk				5703538864933



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.