

3M™ Coban™ Latex

Kohesiv bandage



Produktbeskrivelse

Coban er en selvhæftende, elastisk støtte- og fikseringsbandage lavet af hudvenlige non-woven polyesterfibre. Hæfter kun på sig selv, ikke på hud, hår eller tøj.

Anvendelsesområder

Coban bruges til alsidig fiksering og kompression, fx til behandling af venøse bensår*, som hoved-, finger- og tåbandager og til fastgørelse af bandager, skinner og andet medicinsk udstyr.

Egenskaber

- Hæfter kun på sig selv, ikke til hud, hår eller tøj
- Løser sig ikke og glider ikke af ved bevægelse
- Åndbart og behageligt materiale
- Kan rives over i hånden og er nem at justere under applicering
- Nem at applicere og fjerne
- Kan sidde på i op til syv dage ved behandling af venøsebensår
- 95-155% strækbarhed

*Må kun bruges som en komponent i et kompressionssystem under opsyn af en sundhedsperson.

Bestillingsoplysninger

Varenr.	Størrelse	Maling	Antal/pakke
1581	2,5 cm × 4,6 m	Beige	30
1582	5 cm × 4,6 m	Beige	36
1583	7,5 cm × 4,6 m	Beige	24
1584	10 cm × 4,6 m	Beige	18
1586	15 cm × 4,6 m	Beige	12
1583B	7,5 cm × 4,6 m	Blå	24
1583R	7,5 cm × 4,6 m	Rød	24