



Varenummer 220710

Kortstræksbind, Coban NL, 4,6m x 2,5cm, beige, selvhæftende, latexfri, usteril

- ✓ Hindrer ikke hudens normale funktioner – huden kan ånde frit
- ✓ Løsner ikke ved bad og tørrer hurtigt
- ✓ Kan klippes til ønsket længde
- ✓ Strækevne 120%



Produktbeskrivelse

Coban er et selvhæftende latexfrit kompressionsbind. Anvendes som støttebandage over led, som kompressionsbandage ved ødem og som fiksering. Det giver en vedvarende støtte selv under stærk fysisk aktivitet. Hæfter på sig selv og behøver ikke yderligere fiksering med clips eller tape. Kan anvendes i bad og tørrer hurtigt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Coban
Vareserie	NL
Sekundær farve	Beige
Features	Selvhæftende, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester, spandex elastikgarn, farvepigmentering
Længde/dybde	4.6 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	72 stk	35 cm	22.6 cm	15.8 cm	50707387794106
pk	4 stk	12.8 cm	6.7 cm	6.6 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.