



Varenummer 220729

## Kompressionsæt, Coban 2, 2-lags, 4,5m x 15cm, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Effektiv og gradueret kompression
- ✓ Sikker og stabil subbandagetryk
- ✓ Hurtig ødemreducing og derfor hurtigere sårheling
- ✓ Løser sig ikke, minimal nedglidning
- ✓ Komfortabelt for patienten
- ✓ Hurtig og nem at anlægge for personalet



### Produktbeskrivelse

Coban 2 2-lags kompressionsbandagesystem specielt designet til at yde en effektiv, terapeutisk kompression. Anvendes ved venøse bensår, hvor man ønsker en stabil og vedvarende kompression. Kan anvendes som kompressionsbandage, hvor ankel-arm index er lig med eller større end 0,8. De to bandager hæfter på hinanden og glider ikke ned af benet. Kan sidde på benet i op til 7 dage. Ved første bandagering kan det være nødvendigt at lægge ny bandage efter 3-4 dage. Den tynde profil giver patienten mulighed for at anvende almindeligt fodtøj. Bandagen er til engangsbrug. Se datablad for anlæggeseteknik.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionsæt
Varemærke	Coban
Vareserie	2
Features	Latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Polyester, PU, spandex
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	15 cm
Antal lag	2-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	35.3 cm	31.8 cm	20.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.