

Suprasorb® A- Alginater



Suprasorb Alginater – til behandling af stærkt sekrerende og inficerede sår.

Produkter:

Suprasorb A er alginat fibre med høj sugeevne. Bakterierne i sekretet optages og forbliver i gelen samtidig med at forbindingen bibeholder et fugtigt klima.

Suprasorb A hænger ikke i såret når det fjernes, det giver sårhelingen ro og forbindingen kan forblive i såret i op til 7 dage.

Suprasorb A findes som kompres eller som aflange stykker, dvs. selv ved dybe sår dækkes alle konturerne.

Anvendelsesområde:

Suprasorb A anvendes ved dybe inficerede sår, eksempelvis ved Ulcus cruris.

Sortiment:

Suprasorb A
enkeltvis indpakket
Sterile

Calciumalginatkompres

Str.	art.nr.
5 x 5 cm	20440
10 x 10 cm	20441
10 x 20 cm	20442

Calciumalginattampon

Str.	art.nr.
30 cm/ 2 g.	20445

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

Tlf. 45 89 02 25

Fax. 45 89 02 29

mail: info@dk.Lrmed.com