



Varenummer 220734

Alginat, Suprasorb A, 10x10cm, kompres, uden klæber, steril

- ✓ Høj sugeevne
- ✓ Bibeholder et fugtigt klima
- ✓ Hænger ikke i såret når det fjernes



Produktbeskrivelse

Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper. Alginatet absorberer sårveske og omdannes til en fugtig gel, der nemt kan fjernes. Kan klippes i. Fikses med passende sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alginat
Varemærke	Suprasorb A
Features	Kompres, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat-fibre
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringstype	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	33.5 cm	16.5 cm	17 cm	4021447013473
pk	10 stk	16.5 cm	14.6 cm	3 cm	4021447204413
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE