



Varenummer 220745

Filmforbinding, Suprasorb F, 20x15cm, latexfri, steril, engangs

- ✓ Elastisk og smidig som huden
- ✓ Vanddampermeabel
- ✓ Let at anlægge



Produktbeskrivelse

Suprasorb folie-sårforbinding, der tillader løbende kontrol af såret. Tynd og elastisk semipermeabel polyuretanfilm. Følger kroppens konturer og er behagelig at bære. Har en høj fordampningsevne. Hudvenlig klæber. Anvendes til fiksering af sårbandager, fiksering af diverse katetere mm. Er væske- og bakterie-tæt. Enkeltvis indpakket. Kan sidde i op til 7 dage, hvis såret tillader det.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	F
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR
Længde/dybde	20 cm
Bredde	15 cm
Steriliseringsmetode	Gamma irradiation
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	52.8 cm	23.8 cm	22.5 cm	
pk	10 stk	21.8 cm	11.3 cm	2.2 cm	
stk	1 stk				4021447204659



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt