



Varenummer 220752

Hydrokolloid bandage, Suprasorb H, 10x10cm, standard, steril, engangs

- ✓ Åndbar bagsidefilm
- ✓ Hurtigt absorption
- ✓ Findes i flere udgaver, til forskellige formål



Produktbeskrivelse

Suprasorb H hydrokolloid bandage er ideel til let til moderat væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker en lav skiftefrekvens. Bandagen absorberer hurtigt eksudat, og omformer det til en sammenhængende gel. Dette sammen med bandagens polyuretane bagsidefilm, som er åndbar, er med til at sikre et optimalt sårhelingsmiljø. Kan sidde i op til 7 dage. Bør ikke tilklippes. Sortimentet findes i forskellige udgaver: standard, tynd, sacrum og border.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrokolloid bandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	H
Features	Standard, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	CMC, pektin, gelatine, polyisobutylen, overside af PUR-film
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke anvendes til diabetiske fodsår eller inficerede sår.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	14 cm	17 cm	2 cm	4056649327714
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt