



Varenummer 220765

Skumbandage, Suprasorb P, 3-lags, 7,5x7,5cm, m/acrylatklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød og behagelig mod huden
- ✓ Fleksibel
- ✓ Høj absorptionsevne
- ✓ Effektiv beskyttelse mod infektioner
- ✓ Giver stor patientkomfort
- ✓ Hænger ikke i såret



Produktbeskrivelse

Suprasorb P med klæb er en blød og fleksibel skumbandage med hurtig, kontrolleret absorption. Suprasorb P skumbandage har en hudvenlig acrylatklæber på borderen.

Bandagen anbefales som primærbandage ved moderat væskende ikke inficerede overfladiske sår, eller som sekundærbandage, hvor man har behov for en moderat absorberende bandage over primærbandagen. Kan også anvendes under kompression.

Produktet kan sidde op til 7 dage, alt efter hvad såret tillader. Skal ikke fikseres yderligere.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	P
Features	M/acrylatklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PURmembran, PUR-skum, PA
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Størrelse på sårpude	4 x 4 cm
Antal lag	3-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	28.5 cm	16.6 cm	24 cm	4021447013336
pk	10 stk	13.2 cm	14.7 cm	4.5 cm	
stk	1 stk				4021447204161



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er sterilt