

Suprasorb P®- skumkompres



Klæbende Skumkompres – med hurtig, kontrolleret absorption

Produktet:

Suprasorb P med klæb er en blød og fleksibel skumbandage, der består af en 3 mm hvid polyurethane skum med et polyurethane beskyttelseslag og en hudvenlig polyacrylatklæber.

Skumbandagen har en tæt cellestruktur samt et perforeret sårkontaktlag som minimerer risiko for indvækst af granulations- og epithelvæv.

Suprasorb P har en høj absorbtionsevne, og absorberer eksudat vertikalt. Der opstår en lille hvælving, så der er kontakt til sårbunden og dermed opretholdes et fugtigt sårmiljø.

Suprasorb P skumbandage giver en effektiv beskyttelse mod infektioner, da polyurethanfilmen er semi-permeabel, og dermed beskytter mod gennemtrængning af bakterier og væske, og tillader samtidig huden at ånde.

Suprasorb P giver stor patient komfort da forbindingen er blød og behagelig mod huden og ikke hænger i såret, derfor kan den skiftes med mindre smerte.

Suprasorb P kan anvendes under kompression.

Anvendelsesområde / Sortiment:

Suprasorb P anbefales som primærbandage ved moderat væskende ikke inficerede overfladiske sår, eller som sekundærbandage, hvor man har behov for en moderat absorberende bandage over primærbandagen.

Suprasorb P er selvhæftende med en hudvenlig acrylatklæber.

Skal ikke fikseres yderligere. Produktet kan sidde op til 7 dage, alt efter hvad såret tillader.

Str.	Pr.æsk	Art.nr.
18 x 20,5cm sacrum	5 stk.	20415
7,5 x 7,5 cm	10 stk.	20416
10 x 10 cm	10 stk.	20417
15 x 15 cm	5 stk.	20418
15 x 20 cm	5 stk.	20419

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

Tlf. +45 45 89 02 25

Fax. +45 45 89 02 29

Mail info@dk.Lrmed.com