

Varenummer 220768

Skumbandage, Suprasorb P, 3-lags, 20x15cm, m/acrylatklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød og behagelig mod huden
- ✓ Fleksibel
- ✓ Høj absorptionsevne
- ✓ Effektiv beskyttelse mod infektioner
- ✓ Giver stor patientkomfort
- ✓ Hænger ikke i såret



Produktbeskrivelse

Suprasorb P med klæb er en blød og fleksibel skumbandage med hurtig, kontrolleret absorption. Suprasorb P skumbandage har en hudvenlig acrylatklæber på borderen.

Bandagen anbefales som primærbandage ved moderat væskende ikke inficerede overfladiske sår, eller som sekundærbandage, hvor man har behov for en moderat absorberende bandage over primærbandagen. Kan også anvendes under kompression.

Produktet kan sidde op til 7 dage, alt efter hvad såret tillader. Skal ikke fikseres yderligere.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	P
Features	M/acrylatklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PURmembran, PUR-skum, PA
Længde/dybde	20 cm
Bredde	15 cm
Størrelse på sårpude	10 x 15 cm
Antal lag	3-lags
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	45.5 cm	29.5 cm	14.3 cm	4021447013398
pk	5 stk	30.9 cm	27.1 cm	21.5 cm	4021447204192
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt

