

Suprasorb P®- skumkompres



Ikke klæbende Skum kompres – med hurtig, kontrolleret absorption

Produktet:

Suprasorb P skumkompres er en blød og fleksibel skumbandage, der består af 5 mm hvid polyurethan skum med en hudfarvet polyurethan film over.

Skumbandagen har en tæt cellestruktur samt et perforeret sårkontakt-lag som minimerer risiko for indvækst af granulations- og epithelvæv.

Suprasorb P har en høj absorptions-ejne, og absorberer eksudatet vertikalt.

Der opstår en lille hvælving, så der er kontakt til sårbunden, og dermed opretholdes et fugtigt sårmiljø,

Suprasorb P skumbandage giver en effektiv beskyttelse mod infektioner, da polyurethanfilmen er semiper-meabel og dermed beskytter mod gennemtrængning af bakterier af væske og tillader samtidig huden at ånde.

Suprasorb P giver stor patient komfort da forbindingen er blød og behagelig mod huden og ikke hænger i såret, derfor kan den skiftes med mindre smerte.

Suprasorb P kan anvendes under kompression.

Anvendelsesområde / Sortiment:

Suprasorb P anbefales som primærbandage ved moderat væskende ikke inficerede overfladiske sår, eller som sekundærbandage, hvor man har behov for en moderat absorberende bandage over primærbandagen.

Suprasorb P er uden klæbemasse og fikseres med en sekundærforbinding eller med tape.

Produktet kan sidde op til 7 dage, alt efter hvad såret tillader.

Sterile

Str.	Art.nr.
5,0 x 5,0 cm 10 stk.	20405
7,5 x 7,5 cm 10 stk.	20406
10 x 10 cm 10 stk.	20407
15 x 15 cm 5 stk.	20408
15 x 20 cm 5 stk.	20409

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

Tlf. +45 45 89 02 25

Fax +45 45 89 02 29

Mail: info@dk.LRmed.com