



Varenummer 220773

Skumbandage, Suprasorb P, 3-lags, 20x15cm, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Blød og behagelig mod huden
- ✓ Fleksibel
- ✓ Høj absorptionsevne
- ✓ Effektiv beskyttelse mod infektioner
- ✓ Giver stor patientkomfort
- ✓ Hænger ikke i såret



Produktbeskrivelse

Suprasorb P er en blød og fleksibel skumbandage med hurtig, kontrolleret absorption. Suprasorb P skumbandage anbefales som primærbandage ved moderat væskende ikke inficerede overfladiske sår, eller som sekundærbandage, hvor man har behov for en moderat absorberende bandage over primærbandagen. Suprasorb P er uden klæber og skal derfor fikseres med en sekundærforbinding eller med tape.

Produktet kan sidde op til 7 dage, alt efter hvad såret tillader.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	P
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PURmembran, PUR-skum
Længde/dybde	20 cm
Bredde	15 cm
Antal lag	3-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	59 cm	23.5 cm	17.3 cm	4021447013213
pk	5 stk	30.9 cm	27.1 cm	21.5 cm	
stk	1 stk				4021447204093



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt