

## Suprasorb P®- skumkompres



### Ikke klæbende Skum kompres – med hurtig, kontrolleret absorption

#### Produktet:

Suprasorb P skumkompres er en blød og fleksibel skumbandage, der består af 5 mm hvid polyurethan skum med en hudfarvet polyurethan film over.

Skumbandagen har en tæt cellestruktur samt et perforeret sårkontakt-lag som minimerer risiko for indvækst af granulations- og epithelvæv.

Suprasorb P har en høj absorptions-ejne, og absorberer eksudatet vertikalt.

Der opstår en lille hvælving, så der er kontakt til sårbunden, og dermed opretholdes et fugtigt sårmiljø,

Suprasorb P skumbandage giver en effektiv beskyttelse mod infektioner, da polyurethanfilmen er semiper-meabel og dermed beskytter mod gennemtrængning af bakterier af væske og tillader samtidig huden at ånde.

Suprasorb P giver stor patient komfort da forbindingen er blød og behagelig mod huden og ikke hænger i såret, derfor kan den skiftes med mindre smerte.

Suprasorb P kan anvendes under kompression.

#### Anvendelsesområde / Sortiment:

Suprasorb P anbefales som primærbandage ved moderat væskende ikke inficerede overfladiske sår, eller som sekundærbandage, hvor man har behov for en moderat absorberende bandage over primærbandagen.

Suprasorb P er uden klæbemasse og fikseres med en sekundærforbinding eller med tape.

Produktet kan sidde op til 7 dage, alt efter hvad såret tillader.

Sterile

| Str.                 | Art.nr. |
|----------------------|---------|
| 5,0 x 5,0 cm 10 stk. | 20405   |
| 7,5 x 7,5 cm 10 stk. | 20406   |
| 10 x 10 cm 10 stk.   | 20407   |
| 15 x 15 cm 5 stk.    | 20408   |
| 15 x 20 cm 5 stk.    | 20409   |

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252

DK-2950 Vedbæk

Tlf. +45 45 89 02 25

Fax +45 45 89 02 29

Mail: [info@dk.LRmed.com](mailto:info@dk.LRmed.com)