



Varenummer 220776

## Kompressionsbind, Coban 2, 2,7m x 5cm, lag 2, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Tynd bandage, som forbedrer mobiliteten og funktionsevnen
- ✓ Hurtig ødemreducering
- ✓ Løsnr sig ikke, derfor minimal nedglidning
- ✓ Komfortabelt for patienten
- ✓ Hurtig og nem at anlægge



### Produktbeskrivelse

Anvendes som kompressionsbind ved bandagering med Coban 2 systemet. Skal anvendes sammen med systemets komfortlag. Er primært til lymfødembehandling af ben, fødder, hofter og kroppen. Bandagen skiftes 2 gange ugentligt og er til engangsbrug. Se endvidere applikeringsvejledningen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionsbind
Varemærke	Coban
Vareserie	2
Features	Lag 2, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Polyester, spandex
Længde/dybde	2.7 m
Bredde	5 cm
Inkluderet tilbehør	Vejledning.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	128 rl	54.2 cm	33 cm	28.5 cm	4046719392681
pk	32 rl	26 cm	15.3 cm	26 cm	4046719473410
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.