




Varenummer 220781

Absorberende kompres, Metalline, 10x8cm, latexfri, steril

- ✓ Blødt, supertyndt fleece-kompres med aluminiumpådampning
- ✓ Til let-moderat væskende sår
- ✓ Klæber ikke til såret
- ✓ God luft- og vandgennemtrængelighed



Produktbeskrivelse

Det matblanke sårkompres på Metalline-forbindsstoffet er et blødt, supertyndt, fleece-stof med aluminiumpådampning og med god drænage. Takket være den således sikrede sårhvile og det skånsomme forbindsskift, påvirkes helingsforløbet positivt. Absorberende kompres, der anvendes til absorption ved let til moderat væskende sår. Metalline-kompressets fibre er overtrukket med et tyndt aluminiumslag, der ikke klæber til såret. Pudder og fedtsalver hindrer absorption og bør undgås. Sårsekret optages straks i kompressets absorberende del. Bandagen har en god luft- og vandgennemtrængelighed. Kan sidde i op til flere dage, såfremt såret tillader det.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Absorberende kompres
Varemærke	Metalline
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Viskose, aluminium, nonwoven
Længde/dybde	10 cm
Bredde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	15 cm	12 cm	2.8 cm	
stk	1 stk				4021447230832



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt