

Varenummer 220784

Drænkompres, Metalline, 7x6cm, tracheo-kompres, latexfri, steril



Produktbeskrivelse

Huldiameter 4,5mm-11mm. Charrière 9-30. Metalline drænkompres til sårbehandling og til omlægning af trakealkanylet ved trakeostomi og kraftige drænerer. Ved drænerer er en hurtig sårbehandling, der passer til situationen, nødvendig. Med Metalline-drænkompreser og Tracheo-kompreser står de typiske specifikationer for Metalline på dette indikationsområde deres prøve, dvs. hurtig bortledning af eksudat, hvorved faren for infektion mindskes. Da Metalline ikke klæber fast til såret, sikres et smertefrit skift af kompresserne.



STERILE

Specifikationer


Produktbetegnelse	Drænkompres
Varemærke	Metalline
Features	Tracheo-kompres, latexfri, steril,
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Viskose, aluminium, nonwoven
Længde/dybde	7 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	600 stk	39.3 cm	23.3 cm	24.5 cm	4021447018584
pk	50 stk	13 cm	11 cm	10.5 cm	4021447230931
stk	1 stk				5703538912054



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet indeholder ikke latex.

Produktet er sterilt
