



Varenummer 220784

Drænkompres, Metalline, 7x6cm, tracheo-kompres, latexfri, steril

- ✓ Drænkompres
- ✓ Klæber ikke til såret
- ✓ Smertefrit skift af kompresser



Produktbeskrivelse

Huldiameter 4,5mm-11mm. Charière 9-30. Metalline drænkompres til sårbehandling og til omlægning af trachealkanyler ved tracheostomi og kraftige drænager. Ved drænager er en hurtig sårbehandling, der passer til situationen, nødvendig. Med Metalline-drænkompreser og Tracheo-kompreser står de typiske specifikationer for Metalline på dette indikationsområde deres prøve, dvs. hurtig bortledning af eksudat, hvorved faren for infektion mindskes. Da Metalline ikke klæber fast til såret, sikres et smertefrit skift af kompresserne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Drænkompres
Varemærke	Metalline
Features	Tracheo-kompres, latexfri, steril,
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Viskose, aluminium, nonwoven
Længde/dybde	7 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	39.3 cm	23.3 cm	24.5 cm	4021447018584
pk	50 stk	13 cm	11 cm	10.5 cm	4021447230931
stk	1 stk				5703538912054



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt