

Metalline® Dræn- og Traceokompres



Produktet:

Kompresser der muliggør tæt-slutende applikation som følge af stjerneformet opslidset hul. Metalline-kompressets sårdek-kende, mat glinsende side er et porøst, blødt vliesstofslør, hvis fibre er overtrukket med et tyndt aluminiumslag. Denne meget glatte overflade klæber ikke til såret.

Sårsekreter optages straks i kompressets absorberende del, hvorved sårrensningen intensiveres. Den aluminiumspåampede vlies og absorptionslaget er fast forbundet med hinanden og har god luft- og vanddampgennemtrængelighed.

Metalline kompres fås sterile og kan steriliseres (Autoklav 121°C).

Anvendelse:

Metalline drænkompreser er hullet så de passer til små kalibrerede drænager eller infusionskatetre samt til tråd- og sømextension. Kompresserne applikeres med den glinsende side modsåret. Holder sårområdet tørt og mindsker således infektionsfaren.

Metalline klæber ikke til såret; forbindingens skift sker skånsomt og smertefrit. Kompresset kan sidde i op til flere dage, alt efter sårets tilstand.

Kompresset kan fikseres med gazebind evt. et selvhæftende eller med tape.

Metalline Tracheo-kompres:

Anvendes til sårbehandling og til omlægning af trakealkanyler ved trakeo og kraftige drænager.

Sortiment:

Metalline drænkompres

Steril, pakket enkeltvis, i dispenserboks (50 stk)

Størrelse (cm)	REF
6 x 7	23 093

Metalline Tracheo-kompres

Steril, pakket enkeltvis, i dispenserboks (50 stk)

Størrelse (cm)	REF
8 x 9	23 094