



Produktdatablad

Trakeokompres til tuber u/klæbekant, steril, CH 9-30, 6 x 7 cm

Varenummer: 220784



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 12 Pakke pr. Kolli, 40 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Drænkompres. Varemærke: Metalline. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: viskose, aluminium, nonwoven. Features: tracheo-kompres, latexfri, steril,. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 7 cm. Bredde: 6 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Huldiameter 4,5mm-11mm. Charrière 9-30. Matalline drænkompres til sårbehandling og til omlægning af trakealkanyler ved trakeostomi og kraftige drænager. Ved drænager er en hurtig sårbehandling, der passer til situationen, nødvendig. Med Metalline-drænkompreser og Tracheo-kompreser står de typiske specifikationer for Metalline på dette indikationsområde deres prøve, dvs. hurtig bortledning af ekssudat, hvorved faren for infektion mindskes. Da Metalline ikke klæber fast til såret, sikres et smertefrit skift af kompresserne.. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.