



Varenummer 220797

## Salvekompres, Lomatuell H, 30x10cm, latexfri, steril

- ✓ Fremmer bortledning af eksudat
- ✓ Nedsat risiko for fastklæbning til såret
- ✓ Imprægneret med hydrofobt, neutralt salvegrundlag
- ✓ Fremmer et naturligt helingsforløb
- ✓ Sikrer sårhvile



### Produktbeskrivelse

Lomatuell H salvekompres er brugsklart gittertyl, der er imprægneret med hvid vaseline for skånsom behandling af overfladesår. Lomatuell H er især velegnet som beskyttende dække over flade sår som fx. hududtagningssteder, ulcus cruris, decubitus, forbrændinger, snitsår og skrubesår. Med salvegaze under et absorberende lag vil såret være lettere at holde rent, selvom det væsker stærkt. Da salvegazen ikke hænger i såret, kan forbindingen skiftes mindre smertefrit.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Lomatuell H
Features	Latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, hvid vaseline (paraffin)
Længde/dybde	30 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	80 stk	34 cm	17.5 cm	13.5 cm	5703538876271
pk	10 stk	35.4 cm	14.2 cm	2 cm	4000000000006
stk	1 stk				4021447233178



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt