


Lomatuell® H – salvegaze steril



Salvegaze, steril. Det neutrale, salveimprægnerede sårdekke der ikke klæber til såret.

Produktet:

Stormasket gaze af 100% bomuld, imprægneret med hydrofob (vandskyende) vaseline.

Lomatuell H holder såret i ro, giver afløb for sekreter og luften adgang uden at det klæber fast til såret. Det fremmer helingsprocessen. Den neutrale vaselineimprægnering giver mulighed for supplerende medikation. Enkeltvis indpakket og strålesteriliseret.

Anvendelsesområde:

Lomatuell H er især velegnet som beskyttende dække over flade sår som fx hudafskrabninger, rifter, forbrændinger, stråleskader og ulcus cruris. Med salvegaze under et absorberende lag vil såret være lettere at holde rent, selv om det væsker stærkt.

Da salvegazen ikke hænger i såret, kan forbindingen skiftes helt smertefrit.

Andre indikationer:

Postoperative forbindinger, især inden for plastikkirurgi, forbindinger efter hudtransplantationer, eksembehandling, betændelser og liggesår.

Sortiment:

Lomatuell H

salvegaze, steril
Enkeltvis i "peel pack"

<u>Æsker á 10 stk.</u>	<u>art.</u>
5 x 5 cm	23314
10 x 10 cm	23315
10 x 20 cm	23316
10 x 30 cm	23317
<u>Æsker á 50 stk.</u>	<u>art.</u>
10 x 10 cm	23318

enkeltvis indpakket i plastik	
<u>æske</u>	<u>art.</u>
10cm x 7m	93903