



Produktdatablad

Sårkontaktlag m/vaseline, steril, 10 x 10 cm

Varenummer: 220798



Varedeklaration

Forpakning: 50 Stk pr. Pakke, 9 Pakke pr. Kolli, 60 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Salvekompres. Varemærke: Lomatuell H. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: bomuld, hvid vaseline (paraffin). Features: latexfri, steril. Længde/dybde: 10 cm. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Lomatuell H salvekompres er brugsklart gittertyl, der er imprægneret med hvid vaseline for skånsom behandling af overfladesår. Lomatuell H er især velegnet som beskyttende dække over flade sår som fx. hududtagningssteder, ulcus cruris, decubitus, forbrændinger, snitsår og skrubesår. Med salvegaze under et absorberende lag vil såret være lettere at holde rent, selvom det væsker stærkt. Da salvegazen ikke hænger i såret, kan forbindingen skiftes mindre smertefrit. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.