




Varenummer 220798

Salvekompres, Lomatuell H, 10x10cm, latexfri, steril

- ✓ Fremmer bortledning af ekssudat
- ✓ Nedsat risiko for fastklæbning til såret
- ✓ Imprægneret med hydrofobt, neutralt salvegrundlag
- ✓ Fremmer et naturligt helingsforløb
- ✓ Sikrer sårhvile



Produktbeskrivelse

Lomatuell H salvekompres er brugsklart gittertyl, der er imprægneret med hvid vaseline for skånsom behandling af overfladesår. Lomatuell H er især velegnet som beskyttende dække over flade sår som fx. hududtagningssteder, ulcus cruris, decubitus, forbrændinger, snitsår og skrubesår. Med salvegaze under et absorberende lag vil såret være lettere at holde rent, selvom det væsker stærkt. Da salvegazen ikke hænger i såret, kan forbindingen skiftes mindre smertefrit.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Lomatuell H
Features	Latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, hvid vaseline (paraffin)
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	450 stk	48 cm	15 cm	17 cm	4021447018928
pk	50 stk	15.4 cm	13.5 cm	5.1 cm	4021447233185
stk	1 stk				5703538907012



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt