



Varenummer 220806

## Fikseringsbind, Mollelast Haft, 4m x 8cm, hvid, selvhæftende, latex, usteril, engangs

- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler
- ✓ Klæber ikke til hud eller hår
- ✓ Skal ikke hæftes ved afslutning af forbindingen



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Klæber ikke til hud eller hår, skal ikke hæftes ved afslutning af forbindingen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	Mollelast Haft
Farve	Hvid
Features	Selvhæftende, latex, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	68% viskose, 32% polyamid, latex
Længde/dybde	4 m
Bredde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	120 stk	39.8 cm	38.8 cm	23.5 cm	4021447939292
stk	1 stk				4021447939285



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.