



Varenummer 220813

## Fikseringsbind, Mollelast, 4m x 4cm, hvid, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler
- ✓ Løst strikket viscose/polyamid med høj elasticitet
- ✓ Tilpasser sig kropsformen og fikserer uden at stramme
- ✓ Særligt velegnet henover led



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af diverse bandager, katetre og kanyler. Er fremstillet af viscose og polyamid. Er løst strikket, hvilket giver bindet en unik elasticitet. Tilpasser sig kropsformen og fikserer sikkert uden at stramme. Er specielt velegnet til fiksering henover led.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Fikseringsbind                                                                   |
| Varemærke                        | Mollelast                                                                        |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Latexfri, usteril                                                                |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | 56% viskose, 44% polyamid                                                        |
| Længde/dybde                     | 4 m                                                                              |
| Bredde                           | 4 cm                                                                             |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Holdbarhed, åbnet                | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|-------|---------------|
| kl    | 520 stk    | 58 cm  | 26.5 cm | 21 cm | 4021447011158 |
| pk    | 20 stk     | 25 cm  | 4.5 cm  | 10 cm | 4021447194103 |
| stk   | 1 stk      |        |         |       |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.