



Varenummer 220814

Fikseringsbind, Mollelast, 4m x 6cm, hvid, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler
- ✓ Løst strikket viscose/polyamid med høj elasticitet
- ✓ Tilpasser sig kropsformen og fikserer uden at stramme
- ✓ Særligt velegnet henover led



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af diverse bandager, katetre og kanyler. Er fremstillet af viscose og polyamid. Er løst strikket, hvilket giver bindet en unik elasticitet. Tilpasser sig kropsformen og fikserer sikkert uden at stramme. Er specielt velegnet til fiksering henover led.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	Mollelast
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	56% viskose, 44% polyamid
Længde/dybde	4 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	6.5 cm	25 cm	9.7 cm	
stk	1 stk				4021447194110



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.