

Mollelast®- fikserbind



Strikket bind, behageligt at arbejde med og meget elastisk

Produktet:

Elastisk fikserbind af viskose og polyamid (ca. 100% elasticitet). Strikke teknikken gør bindet særligt stabilt og let at anlægge.

Mollelast er luftgennemtrængeligt og fikserer sikkert uden at stramme. Bindet kan håndvaskes og gassteriliseres (æthylenoxid).

Anvendelsesområde:

Mollelast kan anvendes til fikserbandager af enhver art og egner sig især til bandagering af led og kropspartier, der er vanskelige at forbinde.

Tilpasser sig kropsformen uden folder og uden at hæmme bevægelsesfriheden.

Sortiment:

Mollelast

hvid,
4 m strakt længde,

æsker á 20 stk.	art.
4 cm	19410
6 -	19411
8 -	19412
10 -	19413
12 -	19414