

Varenummer 220818

## Filmforbinding, Suprasorb F, 10m x 10cm, på rulle, usteril, engangs

- ✓ Tillader løbende kontrol af såret
- ✓ Optimal vanddamp permeabilitet
- ✓ Ugennemtrængelig for bakterier
- ✓ Let at anlægge



### Produktbeskrivelse

Usteril polyuretanfilm på rulle. Anvendes som beskyttende bandage alene eller som sekundær/fikserende bandage i kombination med andre sårbandager, hvor det ikke er nødvendigt med en steril bandage. Klippes til i den ønskede størrelse.

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Filmforbinding                                                                   |
| Varemærke                        | Suprasorb                                                                        |
| Vareserie                        | F                                                                                |
| Features                         | På rulle, usteril                                                                |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR                                                                              |
| Længde/dybde                     | 10 m                                                                             |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|---------|---------------|
| kll   | 16 stk     | 32 cm  | 23.5 cm | 17.5 cm | 5703538893599 |
| stk   | 1 stk      |        |         |         | 4021447275437 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.