



Varenummer 220825

Polstervat, Cellona, 3m x 4cm, hvid, syntetisk, usteril



Produktbeskrivelse

Cellona polstervat anvendes som polster inden anlæggelse af kompressionsbandage eller gips. Beskytter og udfylder ved ujævnheder, så anlæggelsen bliver optimal. Er vandafvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	Cellona
Farve	Hvid
Features	Syntetisk, usteril
Ingredienser/sammensætning	100% polyesterfibre
Længde/dybde	3 m
Bredde	4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	108 stk	40 cm	40 cm	16.5 cm	5703538865879
stk	1 stk				4021447106908



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.