



Varenummer 220826

Polstervat, Cellona, 3m x 6cm, hvid, syntetisk, usteril, engangs

- ✓ Optimal polstring før kompression/gips
- ✓ Udfylder ujævnheder for jævn trykfordeling
- ✓ Vandafvisende materiale
- ✓ Øger patientkomfort
- ✓ Let at forme og tilpasse



Produktbeskrivelse

Cellona polstervat anvendes som polster inden anlæggelse af kompressionsbandage eller gips. Beskytter og udfylder ved ujævnheder, så anlæggelsen bliver optimal. Er vandafvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	Cellona
Farve	Hvid
Features	Syntetisk, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% polyesterfibre
Længde/dybde	3 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	72 stk	39.5 cm	26.1 cm	21 cm	4021447106922
stk	1 stk				5703538865817



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.