



Varenummer 220839

Polster, Cellona, 5m x 8cm, hvid, rand, på rulle, selvklæbende

- ✓ Selvklæbende
- ✓ Nem partiel polstring
- ✓ Til individuelt tilpassede støttezoner
- ✓ Velegnet til torso- og bækken-ben-gips
- ✓ Til fuld foring af gipsskjold



Produktbeskrivelse

Cellona polstervat med selvklæbende bagside letter anlæggelse af partiel polstrede gipsbandager. Det anbefales til individuelt tilpassede stykker som fx eksponerede støttezoner ved torso-gipsbandager og bækken-ben-gips såvel som fuldstændig foring af gipsskjold.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polster
Varemærke	Cellona
Farve	Hvid
Features	Rand, på rulle, selvklæbende
Materiale	Polyakrylat, polyester, PP, viskose
Længde/dybde	5 m
Bredde	8 cm
Tykkelse	2 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	24 stk	39.5 cm	27 cm	21 cm	
stk	1 stk				4021447508122



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.