

Cellona® Polster



Produktet:

Cellona polster er polstring på den nemme måde. Cellona polster anvendes som skridsikker, føjelig applikation ved partielt polstrede gips- og cast-bandager på alle trykudsatte steder. Den anvendes som profylakse mod tryksteder og muliggør dermed en øget bærekomfort.

Det luftgennemtrængelige materiale overbeviser ved sine selvkøbende egenskaber, der gør polster-materialet skridsikket. Dette muliggøres takket være et hud-venligt klæbemiddel, der er anbragt i striber på polstermaterialet.

Polsteret fås i forskellige størrelser og tykkelser i foliepose eller rulle.

Anvendelse:

Polstermaterialet anvendes som skridsikker, føjelig applikation ved partielt polstrede gips- og cast-bandager på alle trykudsatte steder.

Sortiment:

5 mm tykt, i folieposer á 10 stk.

Størrelse (cm)	REF
19 x 38	50 810

2 mm tykt, æsker á 1 rulle.

Størrelse (cm x m)	REF
58 x 1	50 811
28 x 10	50 813

Cellona kantpolster

2 mm tykt, æsker á 1 rulle.

Størrelse (cm x m)	REF
8 x 5	50 812