



Varenummer 220842

Gipsbandage, Cellona, 2m x 8cm, usteril

- ✓ Til fiksering efter frakturer
- ✓ Til fiksering efter knogle- og ledoperationer
- ✓ Til ortopædiske korrektioner og knogle-/ledsygdomme



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering efter frakturer samt efter operationer af knogler og led, ved orthopædiske korrektioner og ved behandling af knogle- og ledsygdomme.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gipsbandage
Varemærke	Cellona
Features	Usteril
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, calcium sulphate hemihydrates
Længde/dybde	2 m
Bredde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	29.5 cm	23.7 cm	20 cm	4021447285009
pk	5 stk	22.5 cm	9 cm	4.5 cm	5703538866029
stk	1 stk				5703538866012



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.