

Varenummer 220849

Oprensende bandage, IODOSORB, brun, salve i tube, steril, engangs



- ✓ Effektiv oprenser
- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Langsom, vedvarende frigivelse af iod
- ✓ Fjerner barriereerne for sårheling
- ✓ Farveskift indikerer hvornår bandageskift er nødvendigt



Produktbeskrivelse

IODOSORB er en effektiv oprenser og hjælper til at rense sårbunden og forberede den til effektiv sårheling. IODOSORB har en høj absorptionskapacitet, bidrager til debrideringen ved at absorbere overskydende eksudat og rester af dødt væv. IODOSORB giver vedvarende frigivelse af iod som har et bredt spektrum af antimikrobiel effektivitet (in-vitro). Hjælper til at reducere den mikrobielle belastning og fjerner barriereerne for sårheling - langsom lokal frigivelse af iod. Effektiv mod et bredt spektrum af bakterier, inklusiv MRSA (in-vitro). Farveskift indikerer hvornår bandageskift er nødvendigt.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Oprensende bandage
Varemærke	IODOSORB
Farve	Brun
Features	Salve i tube, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Jod, PE glycol 400, synperonisk, stivelse, jod Ph. Eur., 0,9% koncentration w/w
Vægt, netto	40 g
Vægt, brutto	60 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke anvendes til børn, gravide eller ammende kvinde. Da Iodosorb indeholder jod må det ikke anvendes til personer med mistanke om eller kendt allergi overfor jod. Læs indlæggelses seddel før brug
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Anbrudt tube kasseres straks efter brug
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14.6 cm	3.2 cm	3.2 cm	5000223457938



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE