



Varenummer 220870

Salve, Revamil, på tube, med 100% ren medicinsk honning, steril, 15 g



Produktbeskrivelse

Revamil balm indeholder, foruden 100% medicinsk honning, en række plejende ingredienser. Er specielt velegnet til behandling af overfladiske sår, som fx hudafskrabninger og sår opstået pga. kløe ved eksem. Kan også anvendes til svampeangreb. Kan anvendes alene eller sammen med beskyttende bandage. Kan anvendes både i den professionelle sårbehandling og til førstehjælp i hjemmet.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salve
Varemærke	Revamil
Features	På tube, med 100% ren medicinsk honning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% medicinsk honning
Vægt, netto	15 g
Steriliseringemetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke anvendes ved kendt allergi overfor indholdsstofferne. Kan give svie i såret efter applicering. Ved længerevarende svie bør anden behandling overvejes.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.7 cm	3 cm	2.2 cm	8717438010243



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE