



Produktdatablad

Salve med honning, 15g

Varenummer: 220870



Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Æske. Produktbetegnelse: Salve. Varemærke: Revamil. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Holdbarhed, åbnet: 3 måneder. Ingredienser/sammensætning: 100% medicinsk honning. Features: på tube, med 100% ren medicinsk honning, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Vægt, netto: 15 g. Certifikater: CE.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Revamil balm indeholder, foruden 100% medicinsk honning, en række plejende ingredienser. Er specielt velegnet til behandling af overfladiske sår, som fx hudafskrabninger og sår opstået pga. kløe ved eksem. Kan også anvendes til svampeangreb. Kan anvendes alene eller sammen med beskyttende bandage. Kan anvendes både i den professionelle sårbehandling og til førstehjælp i hjemmet. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Bør ikke anvendes ved kendt allergi overfor indholdsstofferne. Kan give svie i såret efter applicering. Ved længerevarende svie bør anden behandling overvejes. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.