



Varenummer 220873

Netforbinding, Revamil, 20x10cm, beige, honningimprægneret med 100% ren medicinsk honning, steril, engangs

- ✓ Polyacetatvæv med 100 % medicinsk honning
- ✓ Fugtigt sårmiljø med langvarig antibakteriel virkning
- ✓ Langsom frigivelse af hydrogenperoxid – velegnet til inficerede sår



Produktbeskrivelse

Revamil netforbinding består af polyacetatvæv imprægneret med 100% ren, medicinsk honning. Revamils hydrofile egenskaber skaber et fugtigt sårmiljø, som i kombination med den effektive og langvarige antibakteriel virkning sikrer hurtig sårheling. Virker endvidere anti-inflammatorisk og reducerer ødem, hævelse og giver såret ro. En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid gør Revamil særlig velegnet til inficerede sår. Udførlig vejledning medfølger.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Netforbinding
Varemærke	Revamil
Sekundær farve	Beige
Features	Honningimprægneret med 100% ren medicinsk honning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyacetat netforbinding, medicinsk honning
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør ikke anvendes ved kendt allergi overfor indholdsstofferne. Kan give svie i såret efter applicering. Ved længerevarende svie bør anden behandling overvejes.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	35 cm	18.8 cm	1.5 cm	
stk	1 stk				8717438010397



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE