



Varenummer 220874

Sårgel, Revamil, 2 ml, enkeltdosis, forfyldt sprøjte, med 100% ren medicinsk honning, steril



Produktbeskrivelse

Revamil Enkeltdosis består af 100% ren, medicinsk honning. Revamils hydrofile egenskaber skaber et fugtigt sår miljø, som i kombination med den effektive og langvarige antibakterielle virkning sikrer hurtig sårheling. Virker endvidere anti-inflammatorisk og reducerer ødem, hævelse og giver såret ro. En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid gør Revamil særlig velegnet til inficerede sår. Dosering med sprøjte gør det lettere at anbringe gelen i såret. Udførlig vejledning medfølger.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårgel
Varemærke	Revamil
Features	Enkeltdosis, forfyldt sprøjte, med 100% ren medicinsk honning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% medicinsk honning
Rumindhold, netto	2 ml
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	144 stk	40.5 cm	40.5 cm	21.5 cm	
pk	12 stk	9.5 cm	12.5 cm	14 cm	8717438010045
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE