



Produktdatablad

Gel m/honning, sprøjte 2 ml, steril

Varenummer: 220874



Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Pakke, 12 Pakke pr. Kolli, 30 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Sårgel. Varemærke: Revamil. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: 100% medicinsk honning. Features: enkelt dosis, forfyldt sprøjte, med 100% ren medicinsk honning, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Ruminhold, netto: 2 ml. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Revamil Enkeltdosis består af 100% ren, medicinsk honning. Revamils hydrofile egenskaber skaber et fugtigt sår miljø, som i kombination med den effektive og langvarige antibakterielle virkning sikrer hurtig sårheling. Virker endvidere anti-flammatorisk og reducerer ødem, hævelse og giver såret ro. En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid gør Revamil særlig velegnet til inficerede sår. Dosering med sprøjte gør det lettere at anbringe gelen i såret. Udførlig vejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.