



Varenummer 220875

## Sårgel, Revamil Hydrofil, på tube, med 100% ren medicinsk honning, steril, 18 g

- ✓ Sårgel med hydrofile egenskaber for optimal sårpleje
- ✓ Medicinsk honning fremmer heling af inficerede sår
- ✓ Effektiv til behandling af dybe og kroniske sår
- ✓ Antibakteriel virkning sikrer renere sårflader



### Produktbeskrivelse

Revamil Hydrofil sårgel består af 100% ren, medicinsk honning. Revamil hydrofile egenskaber skaber et fugtigt sårmiljø, som i kombination med den effektive og langvarige antibakterielle virkning, sikrer hurtig sårheling. Virker endvidere anti-flammatorisk og reducerer ødem, hævelse og giver såret ro. En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid, gør Revamil Hydrofil sårgel særlig velegnet til inficerede sår. Udførlig vejledning medfølger.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårgel
Varemærke	Revamil
Vareserie	Hydrofil
Features	På tube, med 100% ren medicinsk honning, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% medicinsk honning
Vægt, netto	18 g
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.7 cm	3 cm	2.2 cm	8717438010007



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE