



Produktdatablad

Gel m/honning, tube, 18 g, steril

Varenummer: 220875



Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Æske. Produktbetegnelse: Sårgel. Varemærke: Revamil. Vareserie: Hydrofil. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Holdbarhed, åbnet: 3 måneder. Ingredienser/sammensætning: 100% medicinsk honning. Features: på tube, med 100% ren medicinsk honning, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Vægt, netto: 18 g. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Revamil Hydrofil sårgel består af 100% ren, medicinsk honning. Revamil hydrofile egenskaber skaber et fugtigt sårmiljø, som i kombination med den effektive og langvarige antibakterielle virkning, sikrer hurtig sårheling. Virker endvidere anti-flammatorisk og reducerer ødem, hævelse og giver såret ro. En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid, gør Revamil Hydrofil sårgel særlig velegnet til inficerede sår. Udførlig vejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.