



Varenummer 220894

Langstræksbind, Dauerbinde K, 7m x 12cm, beige, 7m udstrakt, m/ clips, latexfri, usteril, flergangs

- ✓ Bind med polyuretan-kædetråde
- ✓ Holder kompressionen
- ✓ Kompressionen kan doseres efter behov



Produktbeskrivelse

Dauerbinde K langstræksbandage anvendes til behandling af ødem ved venøse og lymfatiske lidelser. Giver et højt arbejds- og hviletryk. Kan endvidere anvendes også til støttebandage ved traume på led og muskler. Strækkevne ca. 170%. Kan vaskes og anvendes flere gange.



Vaskbar

Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	Dauerbinde
Vareserie	K
Sekundær farve	Beige
Features	7m udstrakt, m/ clips, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	86% bomuld, 7% elastan, 7% polyamid
Længde/dybde	7 m
Bredde	12 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes, koges og steriliseres (autoklav 121°C).
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	59.8 cm	26.6 cm	39 cm	5703538857034
pk	10 stk	30 cm	12.5 cm	12 cm	4021447220239
stk	1 stk				5703538857010



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

Produktet kan vaskes.

