



Varenummer 220895

## Langstræksbind, Dauerbinde K, 14m x 10cm, beige, 14m udstrakt, latexfri, usteril, flegangs

- ✓ Bind med polyuretan-kædetråde
- ✓ Holder kompressionen
- ✓ Kompressionen kan doseres efter behov



### Produktbeskrivelse

Dauerbinde K langstræksbandage anvendes til behandling af ødem ved venøse og lymfatiske lidelser. Giver et højt arbejds- og hviletryk. Kan endvidere anvendes også til støttebandage ved traume på led og muskler. Strækvevne ca. 170%. Kan vaskes og anvendes flere gange.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Langstræksbind
Varemærke	Dauerbinde
Vareserie	K
Sekundær farve	Beige
Features	14m udstrakt, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Flegangs
Ingredienser/sammensætning	58% bomuld, 24% polyamid, 8% elastan, 10% viskose
Længde/dybde	14 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes, koges og steriliseres (autoklav 121°C).
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	25 stk	52.8 cm	26.3 cm	16.2 cm	
stk	1 stk				4021447220079



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet kan vaskes.



Produktet indeholder ikke latex.